

OFTALMOSCOPIO

Oftalmoscopio veterinario diretto



Caratteristiche:

Oftalmoscopio veterinario diretto

Applicazione: L'oftalmoscopio diretto viene applicato per il controllo visivo.

Specifiche tecniche:

Forma di illuminazione: grande punto, piccolo punto, rosso libero

Compensazione diottrica: 0 ± 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 8 ± 10 ± 12 ± 15 ± 20 -25-30 (D)

Alimentazione: 1,5 V x 2 (tipo C)

Lampadina di illuminazione: 2,5 V / 0,3 A